

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA TRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI CONTENITORI DI SICUREZZA PRERIEPITI DI FORMALDEIDE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE USL DI BOLOGNA E IMOLA E DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

ALLEGATO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

| N. LOTTO | DESCRIZIONI MATERIALE | CAMPIONI da presentare (vedi Disciplinare par 7.3.) N. PEZZI |
|----------|---|---|
| 1 | <p>Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7 con fosfato, idonea alla conservazione dei campioni istologici. Contenitore pre-riempito con volume di formalina in range fra ml 30 e 40. Contenitore con serbatoio di formalina A TENUTA ERMETICA, che garantisca in tutte le fasi di utilizzo, e comunque anche in caso di movimentazione e ribaltamento: - corretta conservazione del campione; - recupero agevole e completo dei campioni anche di piccole dimensioni; - sicurezza dell'operatore, evitando esposizione a formaldeide. Etichetta conforme alla normativa sul corpo del contenitore; sul corpo del contenitore deve essere presente uno spazio consono per applicazione sicura dell'etichetta con i dati identificativi del paziente. Marcatura CE IVD</p> | 2 flaconi con acqua e 2 flaconi con formalina |
| 2 | <p>Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7 con fosfato, idonea alla conservazione dei campioni istologici. Contenitore pre-riempito con volume di formalina in range fra ml 55 e 90. Contenitore con serbatoio di formalina A TENUTA ERMETICA, che garantisca in tutte le fasi di utilizzo, e comunque anche in caso di movimentazione e ribaltamento, corretta conservazione e recupero del campione e sicurezza dell'operatore, evitando esposizione a formaldeide. Etichetta conforme alla normativa sul corpo del contenitore; sul corpo del contenitore deve essere presente uno spazio consono per applicazione sicura dell'etichetta con i dati identificativi del paziente. Marcatura CE IVD</p> | 2 flaconi con acqua e 2 flaconi con formalina |
| 3 | <p>Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7 con fosfato, idonea alla conservazione dei campioni istologici. Contenitore pre-riempito con volume di formalina in range fra ml 160 e 200. Contenitore con serbatoio di formalina A TENUTA ERMETICA, che garantisca in tutte le fasi di utilizzo, e comunque anche in caso di movimentazione e ribaltamento, corretta conservazione e recupero del campione e sicurezza dell'operatore, evitando esposizione a formaldeide. Etichetta conforme alla normativa sul corpo del contenitore; sul corpo del contenitore deve essere presente uno spazio consono per applicazione sicura dell'etichetta con i dati identificativi del paziente. Marcatura CE IVD</p> | 2 flaconi con acqua e 2 flaconi con formalina |
| 4 | <p>Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7 con fosfato, idonea alla conservazione dei campioni istologici. Contenitore pre-riempito con volume di formalina in range fra ml 280 e 300. Contenitore con serbatoio di formalina A TENUTA ERMETICA, che garantisca in tutte le fasi di utilizzo, e comunque anche in caso di movimentazione e ribaltamento, corretta conservazione e recupero del campione e sicurezza dell'operatore, evitando esposizione a formaldeide. Etichetta conforme alla normativa sul corpo del contenitore; sul corpo del contenitore deve essere presente uno spazio consono per applicazione sicura dell'etichetta con i dati identificativi del paziente. Marcatura CE IVD</p> | 2 flaconi con acqua e 2 flaconi con formalina |