

ALLEGATO C

Azienda USL di Bologna

L'U.O.C. Ingegneria Clinica si è dotata di un sistema "EQ Test DSI Nevada", che consente di valutare l'effettiva resa delle trasmissioni di luce delle ottiche.

Tutte le ottiche di nuovo acquisto vengono misurate all'atto del collaudo, in modo da verificarne il decadimento nel tempo. Inoltre le valutazioni effettuate nel corso degli anni hanno permesso la creazione di una banca dati, da utilizzarsi per valutazioni relative alla qualità dell'ottica, sia in riferimento al produttore sia in riferimento allo specifico modello.

In base ai suddetti dati, si è stabilito che non sono accettabili riparazioni che determinano un peggioramento delle trasmissioni superiore al 20% rispetto alle misure precedenti o che, comunque, non restituiscano all'ottica almeno il 50% dei valori di trasmissione medi. Quindi tutte le ottiche che, a seguito di riparazione, non rientreranno in tali parametri, saranno rese all'Impresa come se l'intervento di riparazione non fosse stato effettuato.