

LOTTE	DESCRIZIONE	CRITERIO DI MERITO TECNICO: PROVA IN USO	Punt max per criterio	Unità di misura	Modalità attribuzione punteggio	CRITERIO DI MERITO TECNICO: CARATTERISTICHE TECNICHE	Punt max per criterio	Unità di misura	Modalità attribuzione punteggio	CRITERIO DI MERITO TECNICO: CONFEZIONAMENTO PRODOTTO	Punt max per criterio	Unità di misura	Modalità attribuzione punteggio	PUNTEGGIO MASSIMO
1,2	Medicazioni assorbenti sterili contenenti alginati di calcio o similari per ferite con essudato medio-abbondante	capacità di gelificazione	10	n.a.	Discrezionale	capacità di assorbimento g/m2 h24	8	g/m2 h24	V-iesimo/V.max x8	apertura peel - open del confezionamento idoneo a garantire la sterilità del prodotto	4	SI/NO	SI -> 4 punti NO -> 0 punti	70
		morbidezza (riduzione dolore)	10	n.a.	Discrezionale	% di CMC (capacità di gelificazione ed assorbimento)	14	% CMC	V-iesimo/V.max x14	impermeabilità ai liquidi del confezionamento primario	2	SI/NO	si -> 2 punti NO -> 0 punti	
		conformabilità al letto della lesione	10	n.a.	Discrezionale					chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto	2	n.a.	Discrezionale	
		integrità alla rimozione dopo saturazione	10	SI/NO	SI ->10 punti NO -> 0 punti									
3, 4	Schiuma poliuretano	mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo saturazione / no delaminazione	12	SI/NO	SI ->12 punti NO -> 0 punt	capacità di assorbimento g/m2 h24	10	g/m2 h24	V-iesimo/V.max x10	apertura peel - open del confezionamento idoneo a garantire la sterilità del prodotto	4	SI/NO	SI -> 4 punti NO -> 0 punti	70
		conformabilità della schiuma al letto della lesione	10	n.a.	Discrezionale	permeabilità al vapore MVTR (24h/g/m2)	10	g/m2 h24	V-iesimo/V.max x10	impermeabilità ai liquidi del confezionamento primario	2	SI/NO	si -> 2 punti NO -> 0 punti	
		facilità di applicazione	8	n.a.	Discrezionale	assorbimento verticale	4	SI/NO	si 4 punti no 0 punti	chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto	2	n.a.	Discrezionale	
		atraumaticità alla rimozione	8	n.a.	Discrezionale									
5	Medicazioni sterili, assorbenti in schiuma di poliuretano senza adesivo per prevenzione e trattamento di lesioni in fase essudante, di granulazione e riepitelizzazione	mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo saturazione / no delaminazione	12	SI/NO	SI ->12 punti NO -> 0 punti	capacità di assorbimento g/m2 h24	10	g/m2 h24	V-iesimo/V.max x10	apertura peel - open del confezionamento idoneo a garantire la sterilità del prodotto	4	SI/NO	SI -> 4 punti NO -> 0 punti	70
		conformabilità della schiuma al letto della lesione	12	n.a.	Discrezionale	permeabilità al vapore MVTR (24h/g/m2)	10	g/m2 h24	V-iesimo/V.max x10	impermeabilità ai liquidi del confezionamento primario	2	SI/NO	si -> 2 punti NO -> 0 punti	
		facilità di applicazione	10	n.a.	Discrezionale	assorbimento verticale	4	SI/NO	si 4 punti no 0 punti	chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto	2	n.a.	Discrezionale	
				bordo smussato	4	SI/NO	si ->4 punti NO -> 0 punti							
6, 7, 8	Medicazioni idrocolloidal in placche	facilità di applicazione (flessibilità)	12	n.a.	Discrezionale	presenza sulla superficie di una griglia per misurare la lesione	3	SI/NO	SI ->3 punti NO -> 0 punti	ali di fissaggio per applicazione con guanti	2	SI/NO	SI -> 2 punti NO -> 0 punti	70
		segnalazione saturazione/cambio	6	SI/NO	SI ->6 punti NO -> 0 punti	spessore inferiore a 2 mm	10	mm	con 2 mm -> 0 punti (Vmin/Vi-esimo) x 10	chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto(misure, tipologia medicazione)	3	n.a.	Discrezionale	
		adattabilità alla lesione	6	n.a.	Discrezionale	Capacità di assorbimento g/m2 h24	8	g/m2 h24	V-iesimo/V.max x8					
		capacità di aderenza	6	n.a.	Discrezionale	aderenza (N/MM2)	8	N/MM2	V-iesimo/V.max x8					
		facilità di rimozione/atraumaticità	6	n.a.	Discrezionale									
9	Medicazioni sterili costituiti da pellicole adesive trasparenti in poliuretano	facilità applicazione	10	n.a.	Discrezionale	impermeabilità batterica e ad altri agenti contaminanti	16	n.a.	discrezionale	apertura peel-open del confezionamento idoneo a garantire la sterilità del prodotto	4	SI/NO	SI -> 4 punti NO -> 0 punti	70
		conformabilità al letto della lesione	12	n.a.	Discrezionale					aderenza (N/MM2)	10	N/MM2	V-iesimo/V.max x10	
		atraumaticità alla rimozione	14	n.a.	Discrezionale	chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto	2	n.a.	Discrezionale					
10	Dispositivo a base di idrogel in tubetti o buste monodose o siringhe per reidratazione delle escare secche	facilità di applicazione su piano obliquo	25	n.a.	discrezionale	% di acqua contenuta come indicatore di debridment	20	% acqua	V-iesimo/V.max x20	ergonomicità del dispenser	5	n.a.	discrezionale	70
						viscosità	9	n.a.	discrezionale					
						presenza di alginato di calcio	5	si/no	si: 5 punti no: 0 punti					
						assenza di componenti che possono causare bruciore	6	si/no	si: 6 punti no: 0 punti					

11	Medicazioni sterili a base di idrogel spalmato su supporto in poliuretano per ferite con tessuti necrotici o fibrinosi	adattabilità alla lesione	12	n.a.	Discrezionale	% acqua contenuta con indicazione di debridment	10	% acqua	V-iesimo/V.max x10	apertura peel-open del confezionamento idoneo a garantire la sterilità del prodotto	4	SI/NO	SI -> 4 punti NO -> 0 punti	70	
		capacità di aderenza	10	n.a.	Discrezionale		capacità di sbrigliamento	10	SI/NO	SI -> 10 punti NO -> 0 punti	impermeabilità ai liquidi del confezionamento primario	2	SI/NO		SI -> 2 punti NO -> 0 punti
		facilità di rimozione/atraumaticità	14	n.a.	Discrezionale		presenza di griglie per misurazione della lesione	6	SI/NO	SI -> 6 punti NO -> 0 punti	chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto	2	n.a.		Discrezionale
12	Teli chirurgici sterili da incisione, trasparenti, adesivi, in idoneo materiale plastico	tenuta adesiva	50	n.a.	Discrezionale	presenza sostanze battericide	10	SI/NO	SI -> 10 punti NO -> 0 punti	apertura peel-open del confezionamento idoneo a garantire la sterilità del prodotto	4	SI/NO	SI -> 4 punti NO -> 0 punti	70	
		disponibilità di ampia gamma misure e formati	4	n° minure	V-iesimo/V.max x2					impermeabilità ai liquidi del confezionamento primario	2	SI/NO	SI -> 2 punti NO -> 0 punti		
13	Spugna porosa di gelatina emostatica riassorbibile, deantigenizzata biocompatibile	capacità emostatica	20	n.a.	Discrezionale	Capacità di riassorbibilità	24	n.a.	discrezionale	apertura peel-open del confezionamento idoneo a garantire la sterilità del prodotto	4	SI/NO	SI -> 4 punti NO -> 0 punti	70	
		gelificazione	18	n.a.	Discrezionale					impermeabilità ai liquidi del confezionamento primario	2	SI/NO	SI -> 2 punti NO -> 0 punti		
										chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto	2	n.a.	Discrezionale		
14	Compresse sterili per medicazioni tracheotomie costituite da cuscinetto in tessuto non tessuto assorbente, vaporizzato all' alluminio nella superficie a contatto con la ferita, in confezione singola	capacità di modellamento e conformabilità	38	n.a.	Discrezionale	Capacità di assorbimento g/m2 h24	24	g/m2 h24	V-iesimo/V.max x24	apertura peel-open del confezionamento idoneo a garantire la sterilità del prodotto	4	SI/NO	SI -> 4 punti NO -> 0 punti	70	
										impermeabilità ai liquidi del confezionamento primario	2	SI/NO	SI -> 2 punti NO -> 0 punti		
										chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto	2	n.a.	Discrezionale		
15	Nastro chirurgico adesivo in idoneo materiale per unire tra loro teli chirurgici	tenuta adesiva	62	n.a.	Discrezionale	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	apertura peel-open del confezionamento idoneo a garantire la sterilità del prodotto	4	SI/NO	SI -> 4 punti NO -> 0 punti	70	
										impermeabilità ai liquidi del confezionamento primario	2	SI/NO	SI -> 2 punti NO -> 0 punti		
										chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto	2	n.a.	Discrezionale		
16	Medicazioni sterili, non aderenti, flessibili al carbone attivo e argento, altamente assorbenti per essudati e odori	mantenimento caratteristiche fisiche dopo saturazione	12	n.a.	Discrezionale	Capacità di assorbimento g/m2 h24	6	g/m2 h24	V-iesimo/V.max x6	apertura peel-open del confezionamento idoneo a garantire la sterilità del prodotto	4	SI/NO	SI -> 4 punti NO -> 0 punti	70	
						permeabilità al vapore MVTR (24h/g/m2)	6	g/m2 h24	V-iesimo/V.max x6						
		conformabilità della medicazione al letto della lesione	8	n.a.	Discrezionale	capacità di ritenzione liquidi dopo compressione g/cm2	6	g/cm2	V-iesimo/V.max x6	impermeabilità ai liquidi del confezionamento primario	2	SI/NO	SI -> 2 punti NO -> 0 punti		
		facilità di applicazione	6	n.a.	Discrezionale	concentrazione di AG per cm2	6	% cm2	V-iesimo/V.max x6	chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto	2	n.a.	Discrezionale		
		integrità alla rimozione dopo saturazione	6	SI/NO	SI -> 6 punti NO -> 0 punti	concentrazione di carbone attivo per cm2	6	% cm2	V-iesimo/V.max x6						

17	Medicazione sterile, assorbente, biocompatibile, in carbosimetilcellulosa sodica	capacità di gelificazione	12	n.a.	Discrezionale	Capacità di assorbimento g/m2 h24	26	g/m2 h24	V-iesimo/V.max x26	apertura peel-open del confezionamento idoneo a garantire la sterilità del prodotto	4	SI/NO	SI -> 4 punti NO -> 0 punti	70
		conformabilità al letto della lesione	10	n.a.	Discrezionale					impermeabilità ai liquidi del confezionamento primario	2	SI/NO	SI -> 2 punti NO -> 0 punti	
		integrità alla rimozione dopo saturazione	14	SI/NO	SI ->14 punti NO -> 0 punti					chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto	2	n.a.	Discrezionale	
18	Medicazione sterile, assorbente, antimicrobica, biocompatibile in carbosimetilcellulosa e argento	capacità di gelificazione	12	n.a.	Discrezionale	Capacità di assorbimento g/m2 h24	8	g/m2 h24	V-iesimo/V.max x8	apertura peel-open del confezionamento idoneo a garantire la sterilità del prodotto	4	SI/NO	SI -> 4 punti NO -> 0 punti	70
		conformabilità al letto della lesione	10	n.a.	Discrezionale	capacità di ritenzione degli essudati	8	n.a.	Discrezionale					
		integrità alla rimozione dopo saturazione	14	n.a.	Discrezionale	concentrazione di AG per cm2	10	% cm2	V-iesimo/V.max x10	impermeabilità ai liquidi del confezionamento primario	2	SI/NO	SI -> 2 punti NO -> 0 punti	
										chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto	2	n.a.	Discrezionale	
19	Medicazione sterile biocompatibile in alginato di calcio e argento	capacità di gelificazione	12	n.a.	Discrezionale	% di CMC (capacità di gelificazione e assorbimento)	10	% CMC	V-iesimo/V.max x10	apertura peel-open del confezionamento idoneo a garantire la sterilità del prodotto	4	SI/NO	SI -> 4 punti NO -> 0 punti	70
		morbidezza (riduzione dolore)	8	n.a.	Discrezionale	Capacità di assorbimento g/m2 h24	8	g/m2 h24	V-iesimo/V.max x8					
		conformabilità al letto della lesione	8	n.a.	Discrezionale	concentrazione di AG per cm2	8	% cm2	V-iesimo/V.max x8	impermeabilità ai liquidi del confezionamento primario	2	SI/NO	SI -> 2 punti NO -> 0 punti	
		integrità alla rimozione dopo saturazione	8	SI/NO	SI ->8 punti NO -> 0 punti					chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto	2	n.a.	Discrezionale	
20	Medicazione sterile biocompatibile in schiuma di poliuretano ed argento cavitario	mantenimento caratteristiche fisiche dopo saturazione	12	SI/NO	SI ->12 punti NO -> 0 punti	Capacità di assorbimento g/m2 h24	6	g/m2 h24	V-iesimo/V.max x6	apertura peel-open del confezionamento idoneo a garantire la sterilità del prodotto	4	SI/NO	SI -> 4 punti NO -> 0 punti	70
						permeabilità al vapore MVTR (24h/g/m2)	6	g/m2 h24	V-iesimo/V.max x6					
						assorbimento verticale	6	SI/NO	SI -> 6 punti NO -> 0 punti					
		conformabilità della schiuma al letto della lesione	8	n.a.	Discrezionale	capacità di ritenzione liquidi dopo compressione g/cm2	6	g/cm2	V-iesimo/V.max x6	impermeabilità ai liquidi del confezionamento primario	2	SI/NO	SI -> 2 punti NO -> 0 punti	
		facilità di applicazione	6	n.a.	Discrezionale	concentrazione di AG per cm2	6	% cm2	V-iesimo/V.max x6	chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto	2	n.a.	Discrezionale	
integrità alla rimozione dopo saturazione	6	SI/NO	SI ->6 punti NO -> 0 punti											
21	Medicazione sterile non aderente costituita da supporto sintetico impregnato di sostanze in grado di conferire proprietà di non aderenza sulla lesione	atraumaticità alla rimozione	24	n.a.	Discrezionale	permeabilità al vapore MVTR (24h/g/m2)	13	g/m2 h24	V-iesimo/V.max x13	apertura peel-open del confezionamento idoneo a garantire la sterilità del prodotto	4	SI/NO	SI -> 4 punti NO -> 0 punti	70
										impermeabilità ai liquidi del confezionamento primario	2	SI/NO	SI -> 2 punti NO -> 0 punti	
		conformabilità	12	n.a.	Discrezionale	non aderenza	13	n.a.	Discrezionale	chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto	2	n.a.	Discrezionale	
22	Medicazione a base di acido ialuronico	conformabilità al letto della lesione	13	n.a.	Discrezionale	Capacità di assorbimento g/m2 h24	13	g/m2 h24	V-iesimo/V.max x13	apertura peel-open del confezionamento idoneo a garantire la sterilità del prodotto	4	SI/NO	SI -> 4 punti NO -> 0 punti	70
						concentrazione di HYAFF per cm2	13	% cm2	V-iesimo/V.max x13					
		assenza di sfilacciatura se tagliate	10	SI/NO	SI ->10 punti NO -> 0 punti	non aderenza	13	n.a.	Discrezionale	impermeabilità ai liquidi del confezionamento primario	2	SI/NO	SI -> 2 punti NO -> 0 punti	
										chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto	2	n.a.	Discrezionale	

23	Medicazione in polvere spray con acido ialuronico	facilità di applicazione	12	n.a.	Discrezionale	% concentrazione acido ialuronico	12	%	V-iesimo/V.max x12	chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto	5	n.a.	Discrezionale	70
						% concentrazione Ag metallico	12	%	V-iesimo/V.max x12					
						Azione antimicrobica	12	SI/NO	SI -> 12 punti NO -> 0 punti	ergonomicità del flacone	5	n.a.	Discrezionale	
						presenza di sostanze assorbenti	12	SI/NO	SI -> 12 punti NO -> 0 punti					
24	Medicazione ad alta capacità di assorbimento	assorbimento sotto compressione	20	n.a.	Discrezionale	Capacità di assorbimento g/m2 h24	24	g/m2 h24	V-iesimo/V.max x24	apertura peel-open del confezionamento idoneo a garantire la sterilità del prodotto	4	SI/NO	SI -> 4 punti NO -> 0 punti	70
		gelificazione/ritenzione essudato	18	n.a.	Discrezionale					impermeabilità ai liquidi del confezionamento primario	2	SI/NO	SI -> 2 punti NO -> 0 punti	
										chiarezza delle indicazioni atte ad identificare il prodotto	2	n.a.	Discrezionale	