

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA TRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI CONTENITORI DI FORMALDEIDE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE USL DI BOLOGNA E IMOLA E DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

ALLEGATO 3 - PARAMETRI E PUNTEGGI QUALITA'

N.LO TTO	DESCRIZIONE LOTTO	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI	PUNTI MAX	D=discrezionale
1	Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7 con fosfato, idonea alla conservazione dei campioni istologici. Contenitore pre-riempito con volume di formalina in range fra ml 30 e 40	1) Sicurezza del sistema antireflusso	25	D
		2) Facilità della manovra di corretta chiusura	20	D
		3) Maneggevolezza e praticità d'uso	15	D
		4) Completezza e chiarezza delle istruzioni per l'uso	5	D
		5) Funzionalità e resistenza del confezionamento secondario	5	D
2	Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7 con fosfato, idonea alla conservazione dei campioni istologici. Contenitore pre-riempito con volume di formalina in range fra ml 55 e 90	1) Sicurezza del sistema antireflusso	25	D
		2) Facilità della manovra di corretta chiusura	20	D
		3) Maneggevolezza e praticità d'uso	15	D
		4) Completezza e chiarezza delle istruzioni per l'uso	5	D
		5) Funzionalità e resistenza del confezionamento secondario	5	D
3	Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7 con fosfato, idonea alla conservazione dei campioni istologici. Contenitore pre-riempito con volume di formalina in range fra ml 160 e 200	1) Sicurezza del sistema antireflusso	25	D
		2) Facilità della manovra di corretta chiusura	20	D
		3) Maneggevolezza e praticità d'uso	15	D
		4) Completezza e chiarezza delle istruzioni per l'uso	5	D
		5) Funzionalità e resistenza del confezionamento secondario	5	D
4	Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7 con fosfato, idonea alla conservazione dei campioni istologici. Contenitore pre-riempito con volume di formalina in range fra ml 280 e 300	1) Sicurezza del sistema antireflusso	25	D
		2) Facilità della manovra di corretta chiusura	20	D
		3) Maneggevolezza e praticità d'uso	15	D
		4) Completezza e chiarezza delle istruzioni per l'uso	5	D
		5) Funzionalità e resistenza del confezionamento secondario	5	D

Tabella di giudizi tra 0 e 1

Giudizio	Peso
Inadeguato	0
Parzialmente Inadeguato	0,30
Adeguato	0,55
Discreto	0,70
Buono	0,85
Ottimo	1