

Descrizione	Quantità	Marca	Modello
TRAPANO STRYKER	1	Stryker	5400-99
WIRE COLLET	1	Stryker	4100-62
WIRE COLLET	1	Stryker	4100-126
FRUSTA PER TRAPANO	1	Stryker	51004
CHIAVE PER MANDRINO (piccola /grande)	2		
ATTACCO DRILL GRANDE	1	Stryker	4100-131
ATTACCO DRILL	1	Stryker	4100-132
ATTACCO DRILL	1	Stryker	4100-134
ATTACCO SAGITTAL SAW	1	Stryker	4100-400
ATTACCO KEYLESS DRILL	1	Stryker	4100-110

NB: LA FRUSTA SI DEVE AVOLGERE IN UNA GARZA LAPAROTOMICA PRIMA DI STERILIZZARE IL TRAPANO